



## Vacuna inactivada para la inmunización contra Circovirus Porcino tipo 2 (PCV2)



### FÓRMULA

Cada dosis de 2 mL del producto reconstituido contiene:

Principio activo: Circovirus porcino tipo 2 inactivado (PCV2)  $\geq 2.1 \log 10$  unidades ELISA.

Excipiente oleoso c.s.p. .... 2 mL

Forma farmacéutica: Emulsión inyectable.



### INDICACIONES

**CIRCOVAC®** es una vacuna líquida inactivada en adyuvante oleoso, indicada para la inmunización activa o pasiva de lechones con el objetivo de reducir en estos la excreción viral, lesiones y signos clínicos causados por el Circovirus porcino tipo 2 (PCV-2), agente del SDML (Síndrome del Desgaste Multisistémico Porcino).



### VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Mezclar el contenido del frasco de **CIRCOVAC®** Suspensión con el contenido del frasco de **CIRCOVAC®** emulsión.

Aplicar por vía intramuscular profunda, de acuerdo con el siguiente esquema de vacunación:

**Cerdas: Primovacunación** – 2 dosis con 3-4 semanas de intervalo, por lo menos, 2 semanas antes del apareamiento.

**Revacunación** – Una dosis a cada gestación, por lo menos 2 a 4 semanas antes del parto.

**Lechones** – Administrar una dosis única de 0.5 mL a partir de la 3ra-4ta semana de edad. Revacunación no es requerida. Vacune solo lechones de madres no vacunadas.



### ADVERTENCIAS

Conservar y transportar refrigerado (2 °C - 8 °C), proteger de la luz.

Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

La vacuna puede provocar un edema pasajero y una ligera reacción local sin ningún efecto en la salud y reproducción de los animales. La vacuna puede excepcionalmente provocar reacciones de hipersensibilidad. En este caso, se deberá dar un tratamiento sintomático.

Si observa cualquier efecto de gravedad o no mencionado en este inserto, le rogamos informe del mismo a su veterinario.

Utilizar **CIRCOVAC®** dentro de las 3 horas después de la reconstitución. Cuando se mezcle con **HYOGEN®**, utilice toda la vacuna, inmediatamente después del mezclado.

Puede ser usado durante la gestación, periodo de retiro e información de uso combinado con **HYOGEN®**.



### PRESENTACIÓN

50 mL.

